

Vetisure[®]

Clean and Disinfect Wounds



Ficha Técnica

Descripción

Producto 100% natural de uso tópico para limpiar, tratar y curar infecciones y heridas de la piel y mucosas. La solución puede ser lamida o ingerida por el animal, no es corrosivo, no es irritante y no es citotóxico. **100% bioamigable.**



Mecanismo de Acción:

VETISURE es un potente antiséptico de amplio espectro basado en el principio activo del sistema inmune de los neutrófilos del organismo del animal y elimina 99.999% de las bacterias, incluso las **bacterias resistentes, virus, hongos, protozoos y esporas.**

El mecanismo de acción de la solución es por oxidación de la membrana del microorganismo y por tal motivo los micro-organismos no pueden desarrollar ningún tipo de resistencia. VETISURE elimina 99.999% de bacterias incluso las bacterias resistentes, por ejemplo:

E.coli, Salmonella, Staphylococcus aureus resistente, Streptococcus, Moraxella bovis, Pasteurella, Actinomicetos y virus como Papiloma o el virus del moquillo (distemper) en caninos y equinos. Además protozoos, hongos y esporas.

VETISURE es también un potente regenerador de tejidos apto para el uso diario, para la granulación y cicatrización de heridas. Promueve una cicatrización rápida, uniforme y sin queloides, además permite de nuevo el crecimiento del pelo arriba de las áreas afectadas.

Indicaciones de Uso:

Úlceras cutáneas y de ubre, abscesos, forúnculos - Mastitis y pezones cuarteados (hiperqueratosis) - Heridas mecánicas, mordeduras, quemaduras. - Metritis, lavados uterinos y prepuciales,- Tratamiento de ombligos preventivo y curativo (Onfalitis)- Dermatitis, dermatofitosis (tiñas), verrugas (Papiloma virus), otitis. Desinfección pre y pos-quirúrgicas, laceraciones , desodorización de heridas y cicatrizante efectivo. Hormiguillo, infecciones podales, neuromas. Lavados oculares, conjuntivitis (Pink Eye), carcinomas oculares, terigios, Irritaciones, picaduras por insectos, erupciones, inflamaciones crónicas, profilaxis. Aftas orales, gingivitis, estomatitis vesicular. Lavados sinusoidales para moquillo (distemper) en caninos y equinos.



Instrucciones de Uso en Heridas e Infecciones de la Piel:

Aplicar VETISURE por aspersión en el área afectada 3 - 4 veces por día. En heridas severas se aplica el VETISURE en apósito húmedo, cambiar cada 8 a 12 horas. El apósito debe estar cubierto por un material elástico no poroso para que la sustancia permanezca en contacto con la herida el mayor tiempo posible.

Instrucciones de Uso en Mastitis:

Aplicar entre 50 y 100 ml de VETISURE vía intramamaria en cada ordeño y al nalizarlo por 4 a 6 días. Repetir el tratamiento mañana y tarde. Apto para mastitis clínica y subclínica. Consultar al médico veterinario para dosis y duración del tratamiento. ¡Cero retiro de leche!

Precauciones:

Para uso externo, intramamario, intrauterino y para lavados orales. No mezclar con otras sustancias.

Composición:

Agua superelectrolizada 99.5%, 0,045% ácido hipocloroso y 0.5% electrolitos. Puede ser lamido o ingerido por el animal, es **100% natural y bioamigable**.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al cloro.

Otra indicaciones de uso según el criterio del médico veterinario.

*Es posible que algunas descripciones aun estén en investigación

Aviso legal: "Es posible que haya información acerca de productos que su país todavía no están aprobados de la manera aquí descrita por favor consulte con su distribuidor local"

Instrucciones de Uso en Metritis:

Aplicar 50 a 100 ml de VETISURE según el grado de metritis. Repetir el tratamiento cada 24 a 48 horas una o dos veces.

Instrucciones cura de infecciones umbilicales (onfalitis)

Aplicar de 10 a 20 ml de VETISURE de tanto a nivel interno como externo garantizando una adecuada limpieza y desinfección.

Especies :

Grandes animales: Bovinos y Equinos

Mascotas: caninos y felinos

Especies Menores: Ovinos, caprinos, porcinos Otros: Conejos, aves de ornato, pequeños roedores.

TRATAMIENTO DE INFECCIONES Y HERIDAS



Almacenamiento:

Conservar a temperatura menor de 30° C , protegido de la luz solar y la humedad, no congelar y después de su uso cerrar bien el envase y mantenerlo en posición vertical.

Una vez abierto se puede usar hasta que haya un leve olor a cloro.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentaciones:

Frascos 120 ml, 500 ml, 1000 ml, 4000 ml, 20.000 ml